

QuickExtract solution

Lucigen[®] Looking for
epicentre[®] products? ▶
 Simplifying Genomics




BDM2018007

產品	反應條件	應用	測試過的樣品	貨號/包裝
QuickExtract DNA Extraction Solution	65°C 6min	Genotyping, genetic study, viral/ microbial screening	毛髮、羽毛、細胞	QE0905T/ 5 ml
	98°C 2min		斑馬魚、鼠尾、指甲	QE09050/ 50 ml
QuickExtract Plant DNA Extraction Solution	65°C 6min	PCR, e.g., GMO testing	大部分植物葉片	QEP80705/ 5 ml
	98°C 2min		ex: 阿拉伯芥、水稻 黃豆、玉米、菠菜	QEP70750/ 50 ml
QuickExtract FFPE DNA Extraction Solution	56°C 60min	PCR, e.g., STR, SNP analysis	組織包埋切片，福馬林保存樣品，石蠟包埋檢體	QEF81050/ 50 ml
	98°C 2min			
QuickExtract RNA Extraction Solution	Cold solution vortex 1 min	RT-PCR, RT-qPCR	大部分細胞株	QER090150/ 50 ml

◆ **最快八分鐘搞定!**

- ◆ 可隨樣本大小調整體積
- ◆ 不用 column、不需離心、不含有機溶劑
- ◆ 適用樣品：細胞、組織、羽根、鼠尾、昆蟲、組織切片、線蟲、細菌、真菌

- **買即送 100bps DNA marker (BB-M1-100T) 加價 300 購 1 kb marker**
- **可搭配創世紀 2X PCR master mix (SFMM-001)**



優惠期限: 20180401-20180630; 上述優惠限開發票

服務專線：0800-211667

Email : service@biogenesis.com.tw

台北 TEL：02-8792-9619



台北 FAX：02-8792-9620

Website : www.bio-genesis.com.tw

FailSafe PCR and 2X Premix buffer

給足您多達 12 種不同組成的 buffer，以對付各種特殊環境的 PCR 條件。一次搞定！


- 正確性比 Taq 高 3 倍
- 可用於 difficult PCR 和 High G+C content (85%)
- PCR 片段最大達 20Kb 產物
- 獨特 12 種 buffer system, 讓抓條件更 easy



With FailSafe™ PCR Systems



產品名稱	編號	包裝
FailSafe PCR PreMix Selection Kit	FS99060	60 Units
FailSafe PCR system with any one PreMix	FS99100	100 Units
FailSafe PCR system with any two PreMix	FS99250	250 Units
FailSafe PCR system with any eight PreMix	FS9901K	1000 Units
FailSafe PCR 2X PreMix A~L	FSP995A~L	2.5 ml
FailSafe Enzyme Mix Only	FSE51100	100 Units
	FSE5101K	1000Units



- ◆ 沒有分子量限制：
- ◆ 沒有 binding capacity 問題
- ◆ 沒有無法 Elute 的問題
- ◆ 可以隨 sample 量調整反應體積
- ◆ 適用範圍廣：細胞、組織、血液、植物
- ◆ 不使用有毒有機溶劑
- ◆ 純度高，A_{260/280} ratio: 1.8-2.0

MasterPure™ DNA/RNA isolation kit

Kit	Time	Samples Tested
MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Kit	< 1 hr	Whole blood, plasma, buccal cells, liver, mouse tail, kidney, saliva, urine, sputum, semen, cell lines, cervical cells, paraffin-embedded tissues, Guthrie cards
MasterPure™ Yeast DNA Purification Kit	< 40 min	Yeast (<i>Candida</i> , <i>Saccharomyces</i> , <i>Pichia</i> , <i>Schizosaccharomyces</i>), filamentous fungi (<i>Aspergillus</i> , <i>Penicillium</i>)
MasterPure™ Gram-Positive DNA Purification Kit	30 min / overnight	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus mutans</i> , <i>Lactococcus lactis</i>
MasterPure™ DNA Purification Kit for Blood Version II	< 40 min	Whole blood, buffy coat

Kit	Time	Samples Tested
MasterPure™ Yeast RNA Purification Kit	< 1 hr	Yeast (<i>Candida</i> , <i>Saccharomyces</i> , <i>Pichia</i> , <i>Schizosaccharomyces</i>), filamentous fungi (<i>Aspergillus</i> , <i>Penicillium</i>)