

RT / qPCR

Magic RT cDNA synthesis kit

Cat No. DBU-RT-100 Size: 100 rxn

- ✓ 操作方便，只需加水、酵素、RNA 即可進行 RT
- ✓ Master Mix 包含 oligo-dT 和 Random Hexamer，可有效的進行 cDNA 的合成。
- ✓ 內含 RNase inhibitor

Kit content : RT enzyme 50 ul

RT mastermix 1 ml

	Magic RT	T 牌	B 牌
Input	1 ug	1 ug	1 ug
Time	30min	37 min	30 min
DNase treatment	-	+	-
簡易性	較簡單	需配製 DNase	較簡單
RT 效率	+++	++	+
Cq 值	15.44	15.96	16.03

凡購入 Magic RT cDNA synthesis kit

任選加價購

產品名稱	適用機型	產品型號
IQ ² Fast qPCR System — No ROX	PCRmax: Eco™ Bio-Rad: Opticon™, Opticon2™, MiniOpticon, Chromo4™, CFX96, CFX384 Thermo: PikoReal Cepheid: SmartCycler™ Qiagen (Corbett): Roto-Gene™ 3000 & 6000, Roto-Gene™ Q Eppendorf: MastercyclerR ep realplex Roche: LightCyclerR 480, LightCyclerR Nano Techne: QuanticaR Takara: Thermal Cycler DiceR (TP800)	DBU-006-5mL
IQ ² Fast qPCR System — Low ROX	ABI: 7500, 7500Fast, ViiA 7 Agilent(Stratagene): MX4000P, MX3000P, MX3005P	DBU-007-5mL
IQ ² Fast qPCR System — High ROX	ABI: 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOne, StepOne plus	DBU-008-5mL

欲購從速 要買要快~!