


QuickExtract solution

- ◆ 可隨樣本大小調整體積
- ◆ 不用 column、不需離心、
不含有機溶劑



- ◆ 適用樣品：細胞、組織、羽根、鼠尾、昆蟲、組織切片、線蟲、細菌、真菌

產品	反應條件	應用	測試過的樣品	貨號 / 包裝
QuickExtract DNA Extraction Solution	65°C 6min	Genotyping, genetic study, viral/ microbial screening	毛髮、羽毛、細胞 斑馬魚、鼠尾、指甲	QE0905T/ 5 ml
	98°C 2min			QE09050/ 50 ml

~~~ 瘋狂送 ~~~

買 QE09050 (50 ml) 送

5 mL QE0905T (5 ml)

再送

PCR master mix (SFMM-001)